


Guide rapide de référence

Conditions exigées pour la conservation et la manipulation

- Conserver au réfrigérateur. **Ne pas congeler.**
- Il n'est pas nécessaire de réchauffer — utiliser directement à la sortie du réfrigérateur.
- Les plaquettes Catalyst™ Bile Acids peuvent être stockées dans leur sachet à température ambiante jusqu'à 8 heures maximum. Au-delà de 8 heures, conservez tous les produits non utilisés au réfrigérateur.
- Une fois à température ambiante, les Catalyst Bile Acids peuvent être remis au réfrigérateur jusqu'à 5 fois, tant que l'enveloppe en aluminium n'a pas été ouverte.
- Volume d'échantillon requis :
 - Sang entier : 0.7 cc - 0,08 cc (700–800 µl)
 - Sérum/plasma : 125 µl (300–400 µl si utilisé avec d'autres plaquettes)

Les acides biliaires simplifiés – chargez et démarrez



Questions fréquentes

Question	Réponse				
Les Catalyst Bile Acids peuvent-ils être traités avec d'autres plaquettes ?	Analyseur de biochimie Catalyst One : Oui, le test Bile Acids peut être utilisé avec toutes les plaquettes de biochimie/électrolyte et/ou CLIP. Analyseur de biochimie Catalyst Dx : Le test Bile Acids ne peut pas être réalisé avec d'autres lames contenant un réactif.				
Lors d'un traitement avec d'autres plaquettes, les Catalyst Bile Acids doivent-ils être chargés dans un ordre particulier ?	Les plaquettes des électrolytes doivent toujours être chargées en premier. L'ordre de chargement recommandé est Lyte 4 CLIP, biochimie CLIP, acides biliaires, puis plaquettes supplémentaires au-dessus. Pour le Catalyst Dx, les acides biliaires doivent être chargés dans les 18 premières plaquettes et ne peuvent pas être exécutés avec d'autres plaquettes qui comprennent un réactif (par exemple, TT4, PHBR ou CRP).				
Les Catalyst Bile Acids sont-ils composés d'une seule plaquette ?	Non, en plus de contenir une plaquette, les Catalyst Bile Acids contiennent aussi un réactif. Les deux composants doivent être traités ensemble lors de chaque analyse.				
Quels types d'échantillon peut-on utiliser pour le test des Catalyst Bile Acids ?	Les types d'échantillon compatibles comprennent le sérum, le plasma hépariné au lithium et le sang entier en utilisant le séparateur de sang entier hépariné au lithium Catalyst™ (Lithium Heparin Whole Blood Separator).				
Quelles espèces ont été validées pour les Catalyst Bile Acids et quels sont les résultats numériques ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèces</th> <th>Unités américaines /International S.I. françaises/ SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canine et féline</td> <td>1,0–180,0 µmol/l</td> </tr> </tbody> </table>	Espèces	Unités américaines /International S.I. françaises/ SI	Canine et féline	1,0–180,0 µmol/l
Espèces	Unités américaines /International S.I. françaises/ SI				
Canine et féline	1,0–180,0 µmol/l				
Comment puis-je identifier le type de résultat (pré-prandial, post-prandial ou autre) ?	À la fin du cycle, un message apparaît sur la IDEXX VetLab™ Station, vous invitant à identifier le type de résultat à partir de la liste déroulante disponible. Vous pouvez sélectionner l'option appropriée et appuyer sur Terminé , ou appuyer sur Plus tard si vous le souhaitez pour supprimer le message et identifier le type de résultat plus tard. Remarque : Si vous appuyez sur Plus tard , l'icône de Catalyst clignotera avec le nom du patient, indiquant que le type de résultat doit encore être sélectionné. Pour résoudre ceci, appuyez sur l'icône clignotante et sélectionnez le type de résultat du patient.				
Comment puis-je ajouter un cycle post-prandial à un résultat pré-prandial existant d'un patient ?	Localisez le dossier du patient sur la station IDEXX VetLab, appuyez sur Ajouter un test , puis appuyez sur Ajouter les résultats .				
Quel est le temps d'exécution pour les Catalyst Bile Acids ?	Les résultats de Catalyst Bile Acids sont disponibles en ~16 minutes environ.				
Peut-on diluer les échantillons soumis pour le test des acides biliaires ?	IDEXX déconseille de diluer les échantillons destinés à être utilisés pour l'analyse des Catalyst Bile Acids.				
Que faire si les plaquettes Catalyst Bile Acids sont accidentellement congelés ?	Tous les tests suspectés d'avoir été congelés doivent être décongelés et ramenés à température ambiante pendant au moins 60 minutes avant leur utilisation.				