

### Analyse d'un échantillon de patient

1. À partir de l'écran d'accueil, balayez le code à barres de la cassette d'échantillon.
2. Essuyez les deux côtés de la cassette à l'aide d'un chiffon propre et sec. Insérez la cassette dans la chambre de mesure de l'échantillon (SMC) et refermez le couvercle.
3. Appuyez sur **STAT**, **Dernier patient** ou **Nouveau patient**. Inscrivez les renseignements relatifs au patient, puis appuyez sur **Finir**.  
**REMARQUE** : Les renseignements relatifs au patient peuvent être inscrits avant, pendant ou après l'analyse de l'échantillon.
4. Mélangez l'échantillon de patient et faites sortir les bulles d'air le cas échéant. Fixez-le sur la cassette d'échantillon.  
Appuyez sur **OK**.
5. Lisez les résultats.
6. Retirez et jetez la cassette d'échantillon. Refermez le couvercle de la chambre de mesure de l'échantillon.

### Analyse de cassettes de référence standard (SRC)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Contrôle de qualité**, puis sur **SRC**.
2. Essuyez les deux côtés de la cassette de référence standard à l'aide d'un chiffon propre et sec. Insérez la cassette de référence standard dans la chambre de mesure de l'échantillon et refermez le couvercle.
3. Vérifiez le numéro du lot de la cassette d'échantillon ainsi que le niveau affichés à l'écran. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
4. Lisez les résultats.
5. Appuyez sur le bouton **Haut** pour imprimer les résultats.
6. Retirez la cassette d'échantillon et replacez-la dans son emballage en aluminium. Refermez le couvercle de la chambre de mesure de l'échantillon.

### Réalisation d'un contrôle de la qualité (VetStat Control ou OPTICHECK\*)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Contrôle de qualité**, puis sur **Contrôle**.
2. Sélectionnez le niveau de contrôle de votre analyse (**1**, **2** ou **3**) et appuyez sur **Continuer**. Vérifiez le numéro de lot et le niveau du contrôle.
3. Balayez le code à barres figurant sur l'emballage de la cassette d'échantillon.  
**REMARQUE** : Utilisez la cassette d'échantillon la plus complète de votre inventaire.
4. Essuyez les deux côtés de la cassette d'échantillon à l'aide d'un chiffon propre et sec. Insérez la cassette dans la chambre de mesure de l'échantillon et refermez le couvercle.
5. Retournez l'ampoule de contrôle de la qualité pendant 10 secondes avant de l'ouvrir et de la fixer immédiatement à l'adaptateur pour seringue de la cassette d'échantillon. Appuyez sur **OK**.
6. Lisez les résultats et appuyez sur **Haut**. Acceptez ou refusez les résultats.

## Nettoyage et entretien

### Chaque jour

Prenez une mesure d'une cassette de référence standard à l'aide du niveau 1, 2 ou 3. Il est recommandé d'utiliser les niveaux 1 et 3.

### Chaque semaine

Nettoyez la chambre de mesure de l'échantillon, y compris le dessous de son couvercle et la surface du dispositif optique à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique. Un coton-tige peut être utilisé pour nettoyer les plus petites pièces de la chambre de mesure de l'échantillon.

### Chaque mois

Réalisez des contrôles de la qualité de niveau 1, 2 ou 3 à l'aide de la cassette d'échantillon la plus complète de votre inventaire. Nous vous recommandons d'utiliser un niveau de contrôle différent chaque mois.

### Chaque trimestre

Analysez la cassette d'étalonnage de l'hémoglobine (HbCC) pour étalonner le canal de l'hémoglobine. Une fois terminé, vous devez analyser la cassette de référence standard au niveau 1 et 3.

### Chaque année

Remplacez la cartouche de la pompe péristaltique et le joint du port d'entrée/sortie du gaz.

### Selon les besoins

Nettoyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux imbibé d'une solution d'eau de Javel à 10 % ou d'alcool isopropylique.

Nettoyez le lecteur de codes à barres à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool ou d'un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique.

**Pour obtenir du soutien technique, composez le 1- 800 248-2483.**

\* La marque de commerce est la propriété de leurs détenteurs respectifs. VetStat est une marque déposée par IDEXX Laboratories, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La politique de confidentialité d>IDEXX peut être consultée à [idexx.com](http://idexx.com).  
© Laboratoires IDEXX inc., 2014. Tous droits réservés. • 06-0003972-00