

Chiens en bonne santé de petite ou moyenne race présentant un souffle cardiaque compatible avec une maladie myxomateuse valvulaire mitrale*

Évaluer le NT-proBNP

Interprétation du NT-proBNP

< 500 pmol/L

**Stade B2
Peu probable**

Vérifier de nouveau le NT-proBNP dans un délai de 6 à 12 mois.

500 à 1 200 pmol/L

**Stade B2
Possible**

Envisager une évaluation plus approfondie, notamment une échocardiographie, des radiographies thoraciques, une mesure de la pression artérielle ainsi qu'un dosage de la SDMA et de la créatinine[†].

Chez les chiens présentant un souffle fort/frémissant, une évaluation plus approfondie est recommandée.

> 1 200 pmol/L

**Stade B2
probable**

Une évaluation plus approfondie est recommandée, notamment une échocardiographie, des radiographies thoraciques, une mesure de la pression artérielle ainsi qu'un dosage de la SDMA et de la créatinine[†].

Chez les chiens présentant un souffle fort/frémissant, une évaluation plus approfondie est fortement recommandée.

* L'échocardiographie est la technique de référence pour évaluer la structure et la fonction cardiaques. Les radiographies thoraciques et les mesures qui en découlent, notamment le score cardiaque vertébral (VHS) et la taille de l'atrium gauche vertébral (VLAS), peuvent fournir des renseignements sur la taille du cœur. Tenir compte des facteurs liés au patient et au client dans le cadre d'une approche axée sur un éventail de soins pour orienter le choix des examens diagnostiques.

[†] Une évaluation plus approfondie peut comprendre une échocardiographie, une radiographie thoracique, une mesure de la pression artérielle, un hémogramme, des analyses biochimiques, un électrocardiogramme, des tests pour maladies infectieuses, une analyse d'urine et une échographie abdominale.