

# Guide de référence rapide

## Exigences de stockage et de manipulation

- + Conserver au réfrigérateur. **Ne pas congeler.**
- + Aucune remise à température requise —utilisable directement à la sortie du réfrigérateur.
- + Les plaquettes Catalyst™ proBNP peuvent être stockées dans leur sachet à température ambiante jusqu'à 8 heures maximum. Au-delà de 8 heures, conserver tous les produits non utilisés au réfrigérateur.
- + Une fois qu'il a atteint la température ambiante, le test Catalyst proBNP peut être remis au réfrigérateur jusqu'à 5 fois tant que l'enveloppe en aluminium n'a pas été ouverte.
- + Volume d'échantillon requis :
  - Sang total : 0,7 ml/700 µl (0,8 ml/800 µl si analysé avec d'autres plaquettes)
  - Sérum/plasma : 100 µl (350 µl si analysé avec d'autres plaquettes)

## Un test proBNP simplifié – chargez, et c'est tout

Catalyst One™



Charger les embouts ici

Charger la plaquette ici

Charger le réactif ici

Catalyst Dx™



Charger la plaquette ici

Charger le réactif et les embouts ici

## Questions fréquentes

| Question                                                                                                               | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |        |                   |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|
| Quels types d'échantillons peut-on analyser avec le test Catalyst proBNP ?                                             | Les types d'échantillons compatibles comprennent le sérum, le plasma avec héparine de lithium et le sang total à l'aide du séparateur de sang total avec héparine de lithium Catalyst™.                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |        |                   |        |                 |
| Le test Catalyst proBNP peut-il être analysé avec d'autres plaquettes ?                                                | <p><b>Analyseur de biochimie Catalyst One :</b> Oui, le test Catalyst proBNP peut être analysé avec toutes les plaquettes de biochimie/électrolyte et/ou CLIP.</p> <p><b>Analyseur de biochimie Catalyst Dx :</b> Le test Catalyst proBNP ne peut pas être analysé avec les plaquettes qui contiennent un réactif.</p>                                                                                                                         |        |                                |        |                   |        |                 |
| Lors d'un traitement avec d'autres plaquettes, le test Catalyst proBNP doit-il être chargé dans un ordre particulier ? | Les plaquettes électrolytiques doivent toujours être chargées en premier. L'ordre de chargement recommandé est Lyte 4 CLIP, biochimie CLIP, les plaquettes supplémentaires, puis proBNP au-dessus. Pour le Catalyst Dx, le test proBNP doit être chargé dans les 18 premières plaquettes et ne peut pas être analysé avec d'autres plaquettes qui contiennent un réactif (par exemple, TT <sub>4</sub> , PHBR, CRP, PROG ou acides biliaires). |        |                                |        |                   |        |                 |
| Le test Catalyst proBNP est-il juste une plaquette ?                                                                   | Non, le test Catalyst proBNP contient une seule plaquette plus un réactif. Les deux composants doivent être analysés ensemble lors de chaque traitement d'échantillon.                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |        |                   |        |                 |
| Quelles espèces ont été validées pour le test Catalyst proBNP et quels sont les résultats numériques ?                 | <table> <thead> <tr> <th>Espèce</th><th>Unités US / SI / SI françaises</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canine</td><td>250–10 000 pmol/l</td></tr> <tr> <td>Féline</td><td>24–1 500 pmol/l</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                      | Espèce | Unités US / SI / SI françaises | Canine | 250–10 000 pmol/l | Féline | 24–1 500 pmol/l |
| Espèce                                                                                                                 | Unités US / SI / SI françaises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |        |                   |        |                 |
| Canine                                                                                                                 | 250–10 000 pmol/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                |        |                   |        |                 |
| Féline                                                                                                                 | 24–1 500 pmol/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |        |                   |        |                 |
| Quel est la durée d'analyse pour le test Catalyst proBNP ?                                                             | Les résultats du test Catalyst proBNP sont disponibles environ 16 minutes après le lancement de l'analyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                |        |                   |        |                 |
| Est-il possible de diluer les échantillons qui vont être analysés pour le test proBNP ?                                | IDEXX déconseille de diluer les échantillons destinés à être utilisés pour les analyses Catalyst proBNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                |        |                   |        |                 |
| Qu'arrive-t-il si un test Catalyst proBNP a été congelé accidentellement ?                                             | Il convient d'éliminer tout test suspecté d'avoir été réfrigéré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                |        |                   |        |                 |