

IDEXX VetLab Station

Guide de référence rapide



Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre IDEXX VetLab* Station (ajouter des tests à une analyse, analyser des tendances et la réaffecter les résultats, saisir les résultats de tests effectués au moyen de SNAP*, etc.), consultez le site www.idexx.ca/bibliotheque-analyseur et/ou idexxlearningcenter.com.

Naviguer sur l'écran d'accueil

Analyser un échantillon

Lancez une analyse. Saisissez les informations et sélectionnez les instruments que vous souhaitez utiliser.

Archives

Recherchez une archive existante pour visualiser, imprimer ou analyser la tendance des résultats d'un animal.

Instruments

Accédez à des informations spécifiques sur le système d'analyse et les services publics.

Configuration

Personnalisez vos options en fonction de votre clinique.

Indicateur IDEXX SmartService*

La couleur du point indique le Statut de votre connexion à IDEXX SmartService* Solutions :

- Vert—Connecté
- Jaune—En cours de connexion
- Rouge—Hors ligne
- Gris—Désactivé

Centre de messagerie

Appuyez pour visualiser les notifications d'IDEXX telles que les mises à jour des logiciels, les avis importants, etc. (Connexion à IDEXX SmartService préférée)

Liste en attente

Découvrez quels patients ont des demandes ouvertes dans votre système de gestion vétérinaire pour les cliniques intégrées.

Liste Censur

Déterminez quels patients sont actuellement enregistrés via votre système de gestion vétérinaire pour les cliniques intégrées.



Résultats obtenus en interne

Pour visualiser et/ou imprimer rapidement les résultats des patients générés au cours des 2 derniers jours, sélectionnez un patient dans cette liste, puis appuyez sur **Visualiser** et/ou **Imprimer**.

Pour visualiser une liste de l'historique de tous les résultats des patients, appuyez sur **Afficher tout**.

Icônes indiquant le statut des instruments

Déterminez quels instruments fonctionnent et/ou sont disponibles grâce à des icônes à code de couleur.

- **Prêt** (vert)—Connecté et communique.
- **Occupé** (jaune)—Actuellement utilisé.
- **Veille** (jaune)—L'analyseur est en mode veille.
- **En cours** (gris)—Actuellement utilisé pour un patient particulier.
- **Hors ligne** (noir)—La connexion a été perdue.
- **Alerte** (rouge)—Un problème est survenu : appuyez sur l'icône pour plus d'informations.

Lancer une analyse sans un système de gestion vétérinaire.

S'il s'agit d'un nouveau patient :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Ajouter un nouveau patient**, saisissez les informations du patient/client et appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

S'il s'agit d'un patient existant :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur la case Identifiant du client ou Nom du client, puis commencez à saisir les informations pertinentes. Appuyez ensuite pour sélectionner le patient souhaité dans la liste et appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

S'il s'agit d'une situation d'urgence :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Stat**.
3. Sélectionnez l'**Espèce** et le **Stade de la vie**. Le système saisit automatiquement un horodatage unique pour identifier le patient (qui peut être utilisé plus tard lors de la réaffectation des résultats du test).
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

Visualiser et imprimer les résultats des analyses

1. Accédez aux résultats des patients en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Pour accéder aux résultats immédiatement une fois le cycle terminé, appuyez sur **Afficher les résultats** dans le message d'Alerte nouveaux résultats.
 - Pour accéder aux résultats générés au cours des 2 derniers jours, appuyez sur le patient dans la liste des Résultats obtenus en interne sur l'Écran d'accueil, puis appuyez sur **Afficher**.
 - Pour accéder à l'historique de tous les résultats, vous disposez de deux options :
 - Appuyez sur **Archives** sur l'Écran d'accueil, recherchez le patient souhaité et appuyez sur **Afficher les Archives**, puis sélectionnez les résultats que vous souhaitez afficher et appuyez sur **Afficher les résultats**.
 - Appuyez sur **Afficher tout** sous la liste des Résultats obtenus en interne sur l'Écran d'accueil, trouvez les résultats souhaités sur les pages numérotées, puis appuyez pour visualiser les résultats. Pour imprimer, cochez le(s) case(s) à côté des résultats souhaités et appuyez sur **Imprimer**.
2. Appuyez sur l'onglet sur lequel se trouve les résultats souhaités.
3. Appuyez sur **Imprimer**.

Lancer une analyse avec un système de gestion vétérinaire pour les cliniques intégrées.

Si vous disposez d'un système de gestion vétérinaire pour les cliniques intégrées :

1. Appuyez sur le patient souhaité dans la liste En attente ou Census sur l'Écran d'accueil, puis appuyez sur **Analyser**.
2. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

Maintenance hebdomadaire

IDEXX recommande de redémarrer le système chaque semaine, il suffit d'appuyer sur l'icône Arrêt  sur l'Écran d'accueil, puis d'appuyer sur **Redémarrer**.

Pour plus d'informations sur la maintenance de vos analyseurs IDEXX en interne, consultez le site idexx.ca/bibliotheque-analyseur ou idexxlearningcenter.com.

Personnaliser les paramètres

Vous pouvez personnaliser IDEXX VetLab Station de manière à répondre aux besoins de votre clinique : il suffit de cliquer sur **Paramètres** sur l'Écran d'accueil, puis de sélectionner l'onglet approprié :

- **SmartService**—Activez SmartService Solutions et surveillez sa connexion.
- **VetConnect PLUS**—Activez VetConnect* PLUS sur votre IDEXX VetLab Station pour télécharger automatiquement tous vos résultats de tests obtenus en interne. (Non disponible dans toutes les régions.)
- **Gestion des cliniques**— Identifiez le système de gestion vétérinaire que votre clinique utilise et son procédé de connexion à IDEXX VetLab Station.
- **Heure et date**—Réglez la date et l'heure du système.
- **Informations sur les cliniques**—Ajoutez/supprimez le nom de médecins dans/du système.
- **Rapports**—Personnalisez la qualité d'impression, la couleur des résultats hors-normes sur les rapports imprimés, le format de rapport, etc.
- **En-tête du rapport**— Ajoutez les informations de votre clinique en haut de vos rapports, ou laissez de l'espace pour votre papier à en-tête.
- **Alerte nouveaux résultats**— Déterminez si vous souhaitez être informé des nouveaux résultats par un message d'alerte, un bip ou les deux.
- **Imprimantes**— Sélectionnez une imprimante installée et choisissez des options d'impression automatique des rapports et le format du papier.
- **Identification échantillon**— Personnalisez les informations qui apparaissent sur l'écran Recherche de patient.
- **Écran d'accueil**—Personnalisez les informations qui apparaissent sur l'Écran d'accueil.
- **Langue**—Sélectionnez la langue et le pays de votre système.
- **Unités**— Sélectionnez les unités de mesure souhaitées pour les résultats de tests.



Support technique IDEXX

États-Unis/Canada 1 800 248 2483

Europe idexx.eu

Australie 1300 44 33 99

Nouvelle-Zélande 0800 83 85 22

Brésil 0800 777 7027

Amérique latine tecnico-latam@idexx.com

Chine 400-678-6682

Corée du sud 080 7979 133

Taiwan 0800 291 018

Japon 0120 71 4921