Test SNAP FIV/FeLV Combo

Précision du test

Sensibilité et spécificité du test SNAP™ FIV/FeLV Combo

Analyte	Méthode de référence	Résultat du test SNAP		Total	Sensibilité (IC à 95 %)
		+	–		Spécificité (IC à 95 %)
FeLV[1]	+	158	0	407	100 % (97,7 % à 100 %)
	–	2	247		99,2 % (97,1 % à 99,9 %)
FIV[2]	+	95	0	279	100 % (96,2 % à 100 %)
	–	4	180		97,8 % (95,4 % à 99,4 %)

Méthode de référence

1. Test antigénique de détection du virus de la leucémie féline PetChek™
2. Test Western blot pour le virus de l'immunodéficience féline (FIV)

Pour l'interprétation et les algorithmes diagnostiques, rendez-vous au **idexx.com/FelineComboResources** (en anglais seulement).

Source : Singh S, Davenport KA, Schooley E, *et al*. Diagnostic accuracy of a point-of-care immunoassay for feline immunodeficiency virus antibodies, feline leukemia virus antigen, and *Dirofilaria immitis* antigen. *Viruses*. 2023;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2692782-00
Toutes les marques sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d'autres pays. La politique de confidentialité d'IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.