Questions fréquentes sur le test SNAP FIV/FeLV Combo

Qu'est-ce que le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Le test SNAP™ FIV/FeLV Combo permet de détecter la présence d'anticorps du virus de l'immunodéficience féline (FIV) et d'antigènes du virus de la leucémie féline (FeLV). Ce test, pour la détection de deux maladies infectieuses félines, est un outil amélioré favorisant la santé des chats.

Comment interpréter les résultats du test SNAP FIV/FeLV Combo?
+ **FIV :** Un résultat de test positif indique qu'un chat non vacciné de plus de 6 mois a des anticorps circulants contre le FIV et, donc, qu'il est probablement infecté.
+ **FeLV :** Ce test immunochimique détecte la présence d'antigènes p27 de FeLV, qui permet d'établir le diagnostic d'infection à FeLV.

Le test peut-il être utilisé pour des chatons?
Si un chat de moins de 6 mois obtient un résultat négatif au FIV, l'infection est peu probable. Les chatons nés de mères infectées peuvent obtenir un résultat positif à un test de dépistage des anticorps. Chez les chatons testés avant 6 mois qui obtiennent un résultat positif, le test de dépistage des anticorps contre le FIV doit être répété après 60 jours ou avec un test FIV RealPCR™. Si les tests réalisés après 6 mois confirment le résultat positif, le chaton doit être considéré comme infecté.

D'après les lignes directrices de dépistage et de prise en charge des rétrovirus de la Feline Veterinary Medical Association de 2020, le FeLV peut être dépisté chez les chatons de « tout âge ». Les chats peuvent recevoir un résultat positif à tout âge et ces résultats doivent être suivis d'un autre test; voir l'algorithme de diagnostic de l'infection à FeLV. En cas de préoccupations liées à une exposition récente, les chats obtenant un résultat négatif doivent recevoir un nouveau test au moins 30 jours après l'exposition pour permettre à l'antigène de FeLV d'atteindre des taux détectables. Un chaton peut être infecté par le FeLV *in utero*. Comme il n'existe aucun moyen de déterminer quand a eu lieu l'exposition dans ces cas-là, nous recommandons d'effectuer un test au moins 30 jours après la naissance afin de s'assurer que les taux d'antigènes de FeLV aient atteint un niveau détectable[1].

Quel type d'échantillon peut être utilisé avec le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Du sérum, du plasma ou du sang entier anticoagulé (p. ex., EDTA, héparine), frais ou conservé à une température de 2 à 8 °C pendant jusqu'à une semaine, peut être utilisé.

J'ai fait le test SNAP FIV/FeLV Combo et j'ai obtenu un résultat légèrement positif pour un échantillon. Est-ce que l'intensité de la couleur signifie quelque chose?
Toute couleur dans tout échantillon indique un résultat positif.

Combien de gouttes d'échantillon et de gouttes de conjugué doit-on utiliser pour le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Le test SNAP FIV/FeLV Combo nécessite 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

J'ai utilisé le mauvais rapport conjugué-échantillon. Puis-je me fier aux résultats obtenus?
Nous recommandons de refaire le test avec le bon rapport conjugué-échantillon listé sur la notice d'emballage – 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

Quel est le délai avant la lecture du test SNAP FIV/FeLV Combo? Est-ce vraiment important?
Le résultat de test doit être lu 10 minutes après que le dispositif a été activé. Le test ne contient aucune solution d'arrêt et, après 10 minutes, des couleurs non liées à l'échantillon peuvent se développer. Ne rapportez pas les résultats lus après 10 minutes.

Comment conserver le test SNAP FIV/FeLV Combo?
+ Conserver à une température de 2 à 8 °C jusqu'à la date de péremption.
+ Tous les composants du test doivent être à la température ambiante (de 18 à 25 °C) avant le test. Sortir le test à température ambiante pendant 30 minutes avant utilisation. Ne pas le chauffer.

Combien de temps le test SNAP FIV/FeLV Combo peut-il rester à température ambiante?
Le test SNAP FIV/FeLV Combo peut rester à température ambiante pendant jusqu'à 14 heures, tant que l'emballage d'aluminium n'est pas brisé. Le produit doit être remis au réfrigérateur après 14 heures et peut être ramené à température ambiante un maximum de 30 fois.

Mon test SNAP FIV/FeLV Combo était hors de l'emballage d'aluminium pendant toute la journée. Puis-je l'utiliser quand même?
Le test SNAP FIV/FeLV Combo, de même que tout autre test SNAP, doit être utilisé dans les 2 heures suivant son retrait de l'emballage d'aluminium.

Mon analyseur SNAPshot Dx peut-il lire le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Non, l'analyseur SNAPshot Dx™ ne peut pas lire le test SNAP FIV/FeLV Combo.

L'analyseur SNAP Pro peut-il lire le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Oui, l'analyseur SNAP Pro™ peut lire le test SNAP FIV/FeLV Combo.

Référence

1. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. *J Feline Med Surg*. 2020;22(1):5-30. doi:10.1177/1098612X19895940.

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2692839-00 • La politique de confidentialité d'IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.
Toutes les marques de commerce sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d'autres pays.