Test SNAP FeLV Antigen

Exactitude du test

Sensibilité et spécificité du test d'antigène FeLV SNAP

Analyte	Méthode de référence	Résultat du test SNAP		Total	Sensibilité (CL à 95 %)
		+	–		Spécificité (CL à 95 %)
FeLV[1]	+	158	0	407	100 % (97,7 % à 100 %)
	–	2	247		99,2 % (97,1 à 99,9 %)

Source : Singh S, Davenport KA, Schooley E, Ruggiero A, Nassar S, Buch J, Chandrashekar R. Diagnostic Accuracy of a Point-of-Care Immunoassay for Feline Immunodeficiency Virus Antibodies, Feline Leukemia Virus Antigen, and Dirofilaria immitis Antigen. Viruses. 2023 Oct 19;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117. PMID:37896893; PMCID: PMC106112086.

Méthode de référence

1. Test d'antigène du virus de la leucémie féline PetChek*

Pour l'interprétation et les algorithmes diagnostiques, visitez le site **idexx.ca/fr/RessourcesFeLV.**

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2693106-00 • Vous pouvez consulter la politique de confidentialité d'IDEXX sur le site idexx.com.

Toutes les marques sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.